



Gold Industrial  
Merit Award



Golden Prize of Seoul  
International Patent  
Invention Fair 2002



Golden Prize of Korea  
Patent Technology



Golden Prize & IFIA  
Special Prize of  
Invention & Patents  
in Geneva



U.S. Patent

# MIGUN MEDICAL INSTRUMENT

## Migun Thermal Massage Bed HY-7000UM Owner's Manual




 **MIGUN**  
Migun means Beautiful Health.

Please read this manual carefully for safe and effective use of this product.  
Please keep this manual safe and refer to it when necessary.

## Table of Contents

Thank you for purchasing a Migun product.  
Please read this manual carefully.  
Understanding the manual in whole will assist you  
to use this product safely and properly.  
Please keep this manual in a safe place  
and refer to it when necessary.

Introduction	3
Components of HY-7000UM	4
Product Specifications	5
Assembly Instructions	6~7
HY-7000UM Parts & Function	8
Panels	9
Controller Parts & Function	10~11
Operational Modes	12
Preparation	13
Instructions	14~18
Warning & Caution	19
Storage & Maintenance/How to Clean	20
Replacement Items	21
Troubleshooting	22
Warranty Registration	23~25
Notes	26~27



# All New HY-7000UM

## *MIGUN means Beautiful Health.*

For nearly two decades, we've placed your wants and needs first and foremost. Now we're taking those same desires to the next level with the classiest massage bed ever made, **HY-7000UM**. By extraordinary demand, we've upgraded our finest model in exciting new ways. These features were originally suggested by Migun users just like you.

### Digital Remote

Complete control of your experience is always within reach. Digital timer monitors length of massage while managing heat.

### Classic New Design

Sleek, smooth, and curvaceous. Attractive in any spot of your home.

### More Intense Massage

Features an additional treatment level. A higher top setting penetrates deeper and more intensely.

### Shapely Safety Handles


Newly designed support bars offer strength and grace.

### Elevation

A slight lift in height makes access easier and more effortless. Better health, renewed energy, and a fantastic massage are closer than ever.

### Mechanical Upgrade


The quality of the internal mechanisms is raised even above Migun's unusually high standards.




### Far Infrared Rays and Migun Beds

The far infrared rays have outstanding effect on caloric consumption and weight control, burning from 600 to 2,400 calories in a 30 minute session of Migun bed. The infrared thermal system stimulates the consumption of energy equal to that expended in a 6 to 9 mile run. The far infrared rays also flushes out toxins from the lymph areas and from the largest organ of elimination, the skin, and restores a healthy body.

## Components of HY-7000UM




Main Body



Lower Body



2-Way  
Jade Massage Head




7-Way  
Jade Massage Head




15-Way  
Jade Massage Head



Remote Control



Supporting Frame for  
Main and Lower Bodies



Power Cord



Connecting  
Cable for Main and  
Lower bodies



Cloth Cover




Fuse x 2



Owner's Manual



Product Catalog





Extra Tension Cover x 2



Product Specifications

Manufac-turer	Migun Medical Instruments Co., Ltd.	
FDA	Class II Equipment	
Operational Condition	Supply Voltage	AC 220V
	Power Consumption	269W maximum
	Frequency	50 Hz
	Operating Temperature	40°C~60°C (104°F~140°F)
External Dimension & Weight	Dimensions	79" x 27" x 17"
	Weight	165 lbs / 75 kg
Environ-mental Condition	Storage	-77°F~158°F (-25°C~70°C)
	Altitude Limitation	500 hPa to 1060 hPa
	Relative Humidity	Below 80%


## Assembly Instruction



### Step 1




Left-hand support  
(Upper part)




Left-hand support  
(Lower part)




Right-hand support  
(Upper part)



Right-hand support  
(Lower part)




**A**  
Frame  
(Upper part)



**B**  
Frame  
(Lower part)



Remote control  
holder



Grip  
(Right hand)      Grip  
(Left hand)



Allen  
key



3 wrench bolts



Flat  
head  
wrench  
bolt




Cap  
wrench  
bolt



Connector


## Assembly Instruction

### Step 2




Assemble temporarily a left hand support (upper part) with a left hand support (lower part)

### Step 3




Assemble temporarily a right hand support (upper part) with a right hand support (lower part)

### Step 4




Lock frame pieces (upper part and lower part) together with the wrench bolt M8X55(2ea).

### Step 5




Lock frame pieces (upper part and lower part) on the support (left, right) with the wrench bolt M8X40 (8 ea.) so the frames are locking.

### Step 6




Lock grips (left and right) on the frames (left, right) with the flat head wrench bolt

### Step 7




Lock connector on the support (left, right) with cap wrench bolt 8x55 (4 ea.)

### Step 8



Lock the remote control holder onto the frame with M6X42 (1 ea)

## HY-7000UM Parts & Function




1. **Remote Control:** Controls temperature setting and movements of the internal jade massage heads.
2. **Cloth Cover:** Protects the internal structure of the bed. Can be detached for cleaning.
3. **Frame:** Hold up the upper and lower body of the bed.
4. **External Jade Massage Heads:** Provide a thermal treatment to any desired area.
5. **Power Connection Panel:** Panel for connecting cables for power, external jade massage heads, and remote control.
6. **Lower Body:** Two internal jade massage treatment to your lower body
7. **Main Body:** Two internal jade massage head provides thermal and massage treatment to your upper body according to the pre-programmed operational mode.
8. **Main Power Panel:** Main power switch is located here.


## Main Body Label Panel



## Lower Body Label Panel




## Power Connection Panel



- 1. Connection Terminal:** Connects to the lower body.
- 2. External Projector Terminal 1:** Connects to 2-way external jade massage head.
- 3. External Projector Terminal 2:** Connects to 15-way external jade massage head.
- 4. Remote Control Terminal:** Connects to the remote control.
- 5. Power Terminal:** Connects to an AC 220V outlet.

## Controller Parts & Function



1. **LCD Display:** Displays the operating condition and operational mode, current temperature, and system's error codes.
2. **Power Button:** On/Off switch
3. **Mode Button:** Selects the mode (P1~P6). Upper internal jade massage head operates automatically.
4. **Move Button:** Moves the internal jade massage head of the main body in manual mode.
5. **Pause Button:** Pauses movement of the internal jade massage head.
6. **External Jade Button:** Sets up the temperature of the internal jade massage head.
7. **Temperature Control Button:** Sets up temperature of the internal jade massage head.
8. **Run Button:** Starts the system.
9. **Stop Button:** Stops the system.
10. **Manual Function Button:** Selects the manual operation of the internal jade massage head of the main body.
11. **P8 Button:** Selects HY-3000's exclusive acupressure therapy.

\*Never open or disassemble the controller. This will cause electric shock.

## Controller LCD Display

**HY-7000UM**

- 1 Model Name
- 2 Mode Number
- 3 Mode Description
- 4 Indicates Internal Jade Massage Head
- 5 Set temperature of Internal Jade Massage Head
- 6 Current temperature of Internal Jade Massage Head
- 7 Indicates External Jade Massage Head
- 8 Set temperature of External Jade massage Head
- 9 Current temperature of External Jade Massage Head
- 10 Indicates operational status and remaining time

Mode : P1  
Basic Mode

Main Head

Set : 122 °F

Present : 086 °F

Ext. Head

Set : 122 °F


Present : 086 °F

Working

## Treatment Areas

Description	Treatment Area
Full Upper Body	Top of the spine to the 2~3" below the tail bone
Upper Back	Top of the spine to the middle of the back
Lower Back	Middle of the chest to 2~3" below the tail bone
Abdomen	Middle of the back to 2~3" below the tail bone
Lower Body	From the mid-thigh area to mid-ankle area

## Operational Modes




For easy reference, different operational modes are graphically illustrated on the back of the remote control.

<b>Mode 1 (P1)</b> <b>Full Massage</b> <b>35 min.</b>	This mode applies heat, sectional massage, full massage, and acupressure therapy to the upper and lower body.
<b>Mode 2 (P2)</b> <b>Upper Back</b> <b>31 min.</b>	This mode applies heat, sectional massage, full massage, and acupressure therapy to the upper back area and lower body.
<b>Mode 3 (P3)</b> <b>Lower Back</b> <b>30 min.</b>	This mode applies heat, sectional massage, full massage, and acupressure therapy to the lower back area and lower body.
<b>Mode 4 (P4)</b> <b>Finger Pressure</b> <b>24 min.</b>	This mode applies heat, full massage, and acupressure therapy to the entire upper body and lower body.
<b>Mode 5 (P5)</b> <b>Basic Massage</b> <b>15 min.</b>	This mode applies heat, sectional massage, full massage, and acupressure therapy to the lower back area and lower body.
<b>Mode 6 (P6)</b> <b>Abdomen Massage</b> <b>15 min.</b>	This mode applies heat, sectional massage, full massage, and acupressure to the abdomen when lying facing down on the bed.
<b>Mode 7 (P7)</b> <b>Manual Massage</b>	Place the internal jade massage heads in any location and pause them for heat and acupressure therapy to the specific area.
<b>Mode 8 (P8)</b> <b>Acupressure</b> <b>24 min.</b>	This mode applies heat, full massage, and acupressure therapy to the entire upper body and lower body.




## Preparation




Install the product on a flat surface. Otherwise, it can make noisy sound or your spine can be misaligned.

Do not install the product in areas with moisture or dirt. It can be harmful to the product.




The rated voltage is 220V/50Hz. Failure to do so may result in electric shock and short circuit.



Once the frame has been assembled, secure the upper and lower bodies to each other with the velcro straps on the bed.

Plug in the connecting cable for the main and lower bodies to the connection terminal and secure the locking cap by turning it clockwise.




Plug in the remote control cable to the remote control terminal and secure the cap by turning it clockwise.

Plug in the connecting cables for the external jade massage head by locking caps by turning them clockwise.


Connect the power cord to the power terminal on the power connection panel.

Plug in the power plug to the outlet.

Do not pull the electric cord with wet hand. This may result in electric shock.




## Instructions(Default)



Turn on the main power switch.

Lay down comfortably on the bed. Please allow approximately 3" to 3.5" from the top edge of the bed to the top of your head.




Press the Power button on the remote control. The Migun logo will appear on the LCD display. Blue LED lights up on the upper part of the LCD display. Stop LED lights up in a green color.



Press Run button on the remote control. The product will operate in its default setting (P1). LCD window will display set temperature and current temperature of the bed.


To pause the movement of the internal jade massage heads, press the Pause Up for the upper body and Pause Low button for lower body. Pause Up/Low LED will light up in green. To resume the operation, press the same button again. (If the internal jade massage heads are pause for more than 2 minutes, they will be turned off for safety purposes.)



When the operation is completed, the LCD window displays END and Stop LED lights up in green with our Migun logo. The alarm will sound.

If the power is turned off, Mode 1 (P1) will be saved as a default for the next session.


## Instructions(Mode P1~P6, P8)



Press Power button on the remote control.

LCD window displays previously selected mode.


Keep pressing the Mode button to select the desired mode.



Press the Run button on the remote control.

The product will operate at the selected mode.

The pause button will not work when the internal jade massage heads are relocating to the starting point.





Press P8 button to start Mode 8 (P8).


P8 LED shows green light. If you want to stop the operation, press the same button again.

The product will start from the previously selected mode if started again.


## Instructions(Manual)




Press M.F button on the remote control. M.F LED will light up in green. Manual mode (P7) will appear on the LCD display. The internal jade massage heads will stop moving.



When the Move up button is pressed, the internal jade massage heads will move to the head area. To stop the internal jade massage head, press the same button.




When the Move down button is pressed, the internal jade massage heads will move to the lower back area. To stop the internal jade massage head, press the same button.



In manual mode, the lower mechanism continues to move automatically.

If the upper internal jade massage heads stop for two or more minutes, they will turn off automatically as a safety feature. If you want them to move again, press Move button again.




\*In manual mode, temperature of the external jade massage head will remain same as the temperature set from the previous operation.

To stop the manual operation, press the M.F button again.

The manual operation LED will be turned off, and the product will start from the automatic operation selected from the previous session.


## Instructions(Foot Massage/P2)



Press Run Button on the remote control.


Keep pressing the Mode button until Mode 2 (P2) appears.

Mode 2 (P2) massages the entire lower body as default.



To apply sectional massage on the foot, press the Pause Low button when it reaches the desired position. The Pause LED will light up in green.


\*After applying sectional massage to the lower body, pause for a short time, then it will start on the set area.



Press Run button on the remote control.


Select desired temperature by pressing either Up(+) or Down(-) button of the internal temperature set buttons.

## Instructions(Temperature of Internal Jade Massage Heads)




The range of temperature is between 104°F~140°F(40°C~60°C) with an increment of 9°F(5°C).

The internal temperature set button simultaneously sets and controls the temperature of the main and lower body.




Temperature may be changed at any time during the operation without affecting the program.

## Instructions(External Jade Massage Heads)




Turn on the main power switch.

Turn on the external jade massage head power switch located on the top.




Press Power Button on the remote control. The external jade massage head will light up.




Select the desired temperature by pressing either 'up' or 'down' on the external jade button.


The range of temperature is between 104°F~140°F (40°C~60°C) with an increment of 9°F (5°C). This feature sets both 2-way and 15-way jade projector.



Apply the external jade massage head on desired areas of your body.




When the treatment session is done, turn off the power switch of the external jade massage head.



Temperature can be changed any time during the operation.

## Warning & Caution


*Please follow these instruction details in order to protect yourself from accidents.*



Do not use this product more than four times a day to avoid side effects.


Always wear clothes when using this product.

Do not set the temperature excessively high. It can cause malfunctioning or skin irritation.




Start from the lowest temperature setting and gradually increase temperature to avoid getting burned.

Keep children away from the product while the product is operating. Their skins are more sensitive to heat.




Do not use the product when you are not properly positioned on the product.

Do not get up from the product while it is operating.



Be careful not to fall asleep while receiving treatment to avoid getting burned.

If there is smoke coming out of the product, stop using the product immediately and contact Migun demonstration center.




When there is power failure or malfunction of the product, turn the power switch off and stop using the product immediately.

Do not spill any liquid on the product.

Do not disassemble, repair, or modify the product on your own. It may cause fire or electric shock.


## Storage & Maintenance



Store the product in a dry area when not in use.

Keep the product away from direct sunlight. Do not allow dust and foreign substances to come in contact with the product.


Remove dust from the product on a regular basis.



Do not adjust or alter any components of the product under any condition.

Please disconnect the power plug when not in use.

## How to Clean the Product




Disconnect the power plug when cleaning this product.

Detach the Cloth Cover for cleaning.

Use a leather cleaner or dry cloth to clean the outer layer of the bed (synthetic leather).

Use damp cloth or furniture cleaner to clean the frame.

Remove dust from the product on a regular basis.



Clean the jade massage head occasionally. Make sure that the light is always visible when it is in use.



## Replacement Items

Item \ Period		1 mos.	2 mos.	3 mos.	6 mos.	1 year
<b>Mesh Netting</b>	Consumers				Check or Replace	
<b>Cloth Cover</b>	Consumers	Check		Wash		Replace

\*For sanitary purposes, wash the Cloth Cover often in summer.

\*When replacement items are not properly changed or managed, a noise can develop during operation. If the items are not properly changed, a severe damage can occur to the product.

\*When mesh netting is placed upside down, operation might be noisy.

## Replacing Items

### Cloth Cover:






1. Unplug the power plug.
2. Detach the cloth cover. (Velcro under the product makes it easier to detach.)
3. Attach the cloth cover.

### Mesh Netting:

1. Unplug the power plug.
2. Detach the cloth cover. (Velcro under the product makes it easy to detach.)
3. Open up the mattress cover by unzipping and release the rubber band located on the middle of mesh netting by detaching velcro under the product.
4. Unclip the mesh netting clip located at the both ends of mesh netting to replace. Clip the mesh netting in the new mesh netting.
5. Clip back in. the mesh netting clip onto the product. Put the rubber band back to tighten it.
6. Put the mattress cover back on and close the zipper. Attach the cloth covers.

## Troubleshooting

If the following error messages appear on the display monitor, stop using the product and contact the Migun center where you purchased the product or the Migun Head-quarter.



Error Code

Alarm beeps continuously.

Problems	Solutions
<b>LED on the remote control doesn't light up.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plug the cable into the proper remote control terminal.</li><li>• Plug in the power cord into a correct 220V AC outlet.</li><li>• Turn on the main power switch.</li></ul>
<b>The internal jade massage heads don't move.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plug in the power cord into a correct 220V AC outlet.</li><li>• If the movement of the internal jade head stopped, press pause button once again to resume the movement.</li></ul>
<b>The external jade massage heads don't turn on.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Turn on the power switch on the external jade massage head.</li><li>• Plug the cables into the proper external unit terminals.</li><li>• Press a Move button to move the external massage heads.</li></ul>
<b>The temperature setting of the external jade massage heads don't change.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plug in the power cord into a correct 220V AC outlet.</li><li>• Turn on the main power switch.</li></ul>

\*Call the Migun center if a problem persists after following above directions.

# Warranty Registration

## Written Quality Service of MIGUN Thermassage Energy Product

Product Name	Thermassage Energy Product			Model Name	HY-7000UM	
Grace Period	1 year from the date of purchase			Product Number		
Purchase Date	Month	Date	Year	Place of Purchase		
Customer Information	Name			Center	Name	
	Address			Information	Address	

## MIGUN USA, CORP. Service Contract

Service and Coverage : To arrange service for products covered by this Service Contract, please call the store where you purchased the product. Your initial call to MIGUN (Company) will include a fault diagnosis to clarify a problem and is required prior to commencement of repair services.

DO NOT SHIP OR OTHERWISE DELIVER THE PRODUCT TO THE COMPANY UNLESS YOU FIRST CHECK YOUR OWNER'S MANUAL AND TROUBLESHOOTING GUIDE AND UNLESS YOU OBTAIN SERVICE AN AUTHORIZATION NUMBER FROM A CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE.

- Repairs will be performed at our discretion by a Company service center or by a third-party service contractor.
- The term of this Contract commences on the original product purchase date and expires one year thereafter.

THIS CONTRACT IS MADE INSTEAD OF A MANUFACTURER'S WARRANTY. MIGUN DOES NOT MAKE ANY WRITTEN WARRANTIES AND HEREBY EXEMPTS, TO THE MAXIMUM EXTENT ALLOWABLE BY LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE PRODUCT COVERED BY THIS CONTRACT IS SOLD TO BUYER AS-IS, TO THE EXTENT ALLOWABLE BY LAW, AND THE BUYER AGREES HE/SHE HAS NOT RELIED ON ANY PROMOTIONAL MATERIAL, ORAL REPRESENTATIONS OR PROMISES, OR ANY RECOMMENDATIONS MADE BY COMPANY OR ANY OF ITS REPRESENTATIVES IN RELATION TO THE PURCHASE OF THE PRODUCT.

- Products covered by this Contract may be repaired or replaced with a comparable product at this sole discretion of Company.
- In the event that the Product or components of Product must be shipped to the Company for repair or replacement, the Company at its sole discretion may direct Buyer to ship the goods to its headquarters, a Company service center, or third-party service center. All shipping, handling, shipping insurance costs, and risk of loss for shipments to and from Company shall be borne solely by Buyer.
- This Contract covers parts and service charges only for repair and/or replacement of Product or components of Products resulting from manufacturing defects.

## Warranty Registration

### MIGUN USA, CORP. Service Contract

**Dispute Resolution:** Any claims or disputes arising under this Contract shall be resolved in the following manner and sequence: (1) First by telephone consultation with a service advisor handling the Customer Service telephone number listed on this Contract, (2) Secondly by non-binding mediation conducted in the District of Columbia by a third-party mediator selected by the Company, and if non-binding mediation is not successful, (2) Finally by binding arbitration under the rules of the American Arbitration Association. Buyer and Company hereby selects the District of Columbia as the forum state for arbitration of any and all claims or disputes. Buyer hereby waives all right to a jury trial and to settlement of any claims or disputes in state or federal court. Each party is responsible for bearing its own attorney's fees, costs and expenses and for one-half of any fees and costs charged by a third party mediator or arbitrator.

**Purchaser Records:** To obtain services under this Contract, you must have an original, fully-executed Contract by you and the Company and all original receipts.

**Exclusions:** This Contract does not cover repairs or replacements caused by accidental or intentional physical damage, condensation, spilled liquids, misuse, abuse, altered or missing serial numbers, damage caused by non-authorized repair personnel or by Buyer, damage caused by connection of Product in an improper electrical power source or by electrical malfunctions. Also not covered are repair or replacement costs for lost or consumable parts, normal wear and tear, age of Product, cosmetic damage and problems due to improper and/or non-factory authorized installation or repairs. This Contract is not transferable. This Contract also excludes the following circumstances:

- Products that are used for commercial purposes, public rental or communal use in multi-family housing. Use of a product for these purposes will void this Contract.
- Buyer hereby waives any consequential or incidental damages, including but not limited to, loss of use.
- This Contract does not cover any fees related to third party contracts.
- Buyer hereby agrees that this Contract is not represented as an insurance policy or a statement of warranty of any kind.
- This Contract shall be rendered null and void if the covered Product is used or moved outside of the continental United States.
- Buyer is solely responsible for all shipping and handling costs, including insurance, and bears all risk of loss for Product or components of Product shipped to or from Company.
- Certain consumable parts are available for purchase from the Company and are not covered by this Contract. Buyers interested in purchasing consumable replacement parts may request a current product and price list from the Company.
- Receipt of a Product or components of Product from Buyer shall not be construed as the Company's acceptance of such goods for coverage under this Contract. Upon receipt of such goods, Company shall perform an evaluation and provide Buyer a written work order identifying both covered and non-covered parts and services. Buyer is solely responsible for payment of Company's then current price for repair and/or replacement of non-covered parts and problems.

## Warranty Registration

### MIGUN USA, CORP. Service Contract

#### Consumable Parts

The following parts  
current retail price,  
handling, and insurance.

- Mesh netting
- Cloth cover
- Leather cover (must be installed by an authorized Company service center)
- Supporting frame for remote control

#### Parts Covered by this Contract:


The following parts  
that Buyer pays for all expenses related to shipping, handling, and insurance.

- Fuse
- Printed Circuit Board
- Limit Switch
- Remote Control
- Upper and Lower body connector


Covered Product: Only the Product identified herein shall be covered by this Contract.  
Any peripheral components or accessories not listed below are excluded from coverage under this Cont




# MEMO

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice or general writing. It consists of approximately 20 evenly spaced, horizontal blue dashed lines running across the width of the page. The background is plain white, providing a clear contrast for the lines. There are no margins, text, or other markings present on the page.

# MEMO



A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.



Live Healthy.



**MIGUN**

[www.migunworld.com](http://www.migunworld.com)

**1-888-660-5948**





Gold Industrial  
Merit Award



Golden Prize of Seoul  
International Patent  
Invention Fair 2002



Golden Prize of Korea  
Patent Technology




Golden Prize & IFIA  
Special Prize of  
Invention & Patents  
in Geneva



U.S. Patent

# MIGUN MEDICAL INSTRUMENT

## La Cama de Masaje Termal Migun HY-7000UM El Manual del Usuario



**MIGUN**


Migun significa la Salud Bella.

Por favor leer cuidadosamente el manual.  
Por favor, siga estas instrucciones en orden para protegerse de accidentes.

## Contenido

Gracias por comprar un producto de Migun.  
Lea por favor este manual cuidadosamente para utilizar  
este producto con seguridad y correctamente.  
Mantenga por favor este manual en un lugar seguro y  
refiéralo cuando sea necesario.

Introducción	31
Contenido del paquete	32
Las especificaciones	33
Instrucciones de montaje	34~35
HY-7000UM partes y su función	36
Paneles	37
El uso del control	38~39
Programas	40
Preparación	41
Instrucciones	42~46
Precaución	47
Almacenamiento y mantenimiento/cómo limpiarla	48
Partes sustituibles	49
Solución de problemas	50
Inscripción de garantía	51~53
Notas	54~55



# El Nuevo HY-7000UM

**MIGUN significa Bella Salud.**

Por dos décadas, hemos puesto su deseo y necesidad en primer lugar para brindarle el mejor producto para ayudarle a mantener su salud. Ahora, quisiéramos presentarle la última generación de la cama terapéutica HY-7000UM, con las mejorías que los usuarios tanto deseaban.

## Masaje Más Intenso

Un programa adicional que le permitirá recibir un tratamiento más profundo e intenso.

## Control Remoto Digital

El control completo siempre a su alcance.

## Nuevo Diseño Clásico

Liso, brillante y curvilínea. Atractivo en cualquier lugar de su hogar.

## Manijas de Seguridad

Barra de soporte nuevamente diseñadas ofrecen fortaleza y gracia.

## Mejoramiento Mecánico

Las partes mecánicas fueron reforzadas para incrementar aún más la calidad del producto.

## Elevación del Armazón


Facilidad de acceso a la cama.




## La Cama Migun y los Rayos Ultra Infrarrojos

Las bombillas de Helio y las cabezas de Jade producen los rayos ultra infrarrojos que poseen un efecto increíble en el consumo calorífico y en el control del peso. Por cada sesión de unos 30 minutos, unos 600 – 2400 calorías pueden ser metabolizados –esto equivale a la cantidad de energía utilizada en una corrida de 6-9 millas. También, los rayos ultra infrarrojos estimulan el cuerpo para que expulse las toxinas del cuerpo, y así ayudan a recuperar la salud.

## Contenido del Paquete




Colchón Principal




Colchón Inferior



Proyector externo de jade de dos bulbos




Proyector externo de jade de siete bulbos  
(Se vende separado)



Proyector externo de jade de quince bulbos



Control Remoto



Base




Cable Eléctrico



Conector de Colchón Principal y Colchón Inferior



Funda




Fusible x 2



Manual de Usuario



Catálogo del Producto





Red de Tensión x 2

## Las Especificaciones

<b>Fabricante</b>	Migun Medical Instruments Co., Ltd.	
<b>FDA</b>	Equipo De la Clase II	
<b>Operational Condition</b>	Voltaje	AC 220V
	Consumo Eléctrico	269W maximum
	Frecuencia	50 Hz
	Temperatura de operación	40°C~60°C (104°F~140°F)
<b>Dimensión Externa y Peso</b>	Dimensión	79" x 27" x 17"
	Peso	165 lbs / 75 kg
<b>Condición Ambiental</b>	Almacenaje	-77°F~158°F (-25°C~70°C)
	Limitación de la Altitud	500 hPa ~ 1060 hPa
	Humedad Relativa	Debajo 80%


# Instrucciones de Montaje



1




Un soporte de mano izquierda (parte superior)




un soporte de mano izquierda (parte inferior)




Un soporte de mano izquierda (parte superior)



Un soporte de mano izquierda (parte inferior)




**A**  
El Marco (parte superior)




**B**  
El Marco (parte inferior)



Suporte del control remoto



Agarre (Derecho)



Agarre (Izquierdo)



Allen key



3 wrench bolts



Flat head wrench bolt




Cap wrench bolt



Connector


## Instrucciones de Montaje

2




Arme momentáneamente un soporte de mano izquierda (parte superior) con un soporte izquierdo (parte inferior).

3




Arme momentáneamente un soporte de mano derecha (parte superior) con un soporte de mano izquierda (parte inferior).

4




Enganche el marco (partes superior y parte inferior) con el tornillo M8X55 (2 de cada uno).

5




Enganche el marco (parte superior y parte inferior) con el soporte (izquierda, derecha) con el tornillo M8X40 (8 de cada uno) así los marcos se fijan.

6




Cerrar agarres (la izquierda con la mano derecha) en los marcos (izquierda, derecha) con la llave ajustable de tornillo llano.

7




Asegure el conector en el soporte (izquierdo, derecho) con la llave ajustable de tornillo 8x55 (4 de cada uno).

8



Asegure el soporte del control remoto sobre el marco con M6X42 (1 solamente).

## HY-7000UM Partes Y Su Función




1. **Control Remoto:** Controla la temperatura y movimiento del masajeador interno de jade.
2. **Funda:** Protege la estructura interna de la cama. Se puede quitar para limpiar.
3. **Armazón:** Sostiene los colchones.
4. **Proyectores externos de Jade:** Proporciona tratamiento térmico donde uno desea.
5. **Panel de conexión:** Para conectar los cables de electricidad, proyector externo de jade y control remoto.
6. **Colchón inferior:** Un masajeador interno de jade proporcione tratamiento termico y masaje en sus piernas.
7. **Colchón principal:** Un masajeador interno de jade proporciona tratamiento térmico y masaje a la espalda.
8. **Panel de Alimentación Principal:** El interruptor de alimentación principal esta ubicado aquí.




## El Palel de Colchón Principal



## El Palel de Colchón Inferior




## El Panel Principal



1. **Terminal de Conexiones:** Conecta al cuerpo inferior.
2. **Proyector Externo Terminal 1:** Se conecta a una cabeza bi-direccional de masajes jade externa.
3. **Proyector Externo Terminal 2:** Se conecta a una cabeza 15-direccional de masajes jade externa.
4. **entrada del control remoto:** para conectar el control remoto.
5. **entrada del cable eléctrico:** para conectar a un enchufe de AC 220V.

## El Uso del Control Remoto



1. **Pantalla LCD:** Exhibe las condiciones y el modo de operación, temperatura actual y código de sistemas de errores.
2. **Botón de Encendido:** Botón de Encendido/Apagado.
3. **Botón de Modo:** Seleccionar el modo (P1~P6). La parte superior de las cabezas de masaje internas de Jade operan automáticamente.
4. **Botón de Movimiento:** Mueve las cabezas de masaje internas de Jade del cuerpo principal en el modo manual.
5. **Botón de Pausa:** Interrumpe el movimiento de las cabezas de masaje internas de Jade.
6. **Botón de Jade Externo:** Fija la temperatura de las cabezas de masaje internas de Jade.
7. **Botón de Control de Temperatura:** Fija la temperatura de las cabezas de masajes internas de Jade.
8. **Botón de Operación:** Enciende el sistema.
9. **Botón de Parar:** Detiene el sistema.
10. **Botón de Función Manual:** Selecciona la operación manual de las cabezas de masaje internas de Jade del cuerpo principal.
11. **Botón P8:** Selecciona la terapia exclusiva de acupresion HY-3000's

## Pantalla LCD

**HY-7000UM**

- Mode : P1.....

Basic Mode.....

Main Head.....

Set : 122 °F.....

Present : 086 °F.....

Ext. Head.....

Set : 122 °F.....

Present : 086 °F.....

Working.....

1 Nombre del Modelo

2 Número de Modo

3 Descripción de modo

4 Indicador Interno de las Cabezas de Masajes Jade.

5 Fija la temperatura de la Cabecera de Masajes de Jade Interno.

6 Temperatura Actual de la Cabecera de Masajes de Jade Interno.

7 Indicación Externa de la Cabecera de Masajes de Jade.

8 Fija Temperatura de la Cabecera de Masajes de Jade Externa.


9 Temperatura actual de la Cabecera de Masajes de Jade Externa.

10 Indica es estado operacional y el tiempo restante.

## Áreas del Tratamiento

Descripción	Áreas del Tratamiento
Cuerpo Superior Completo	Parte superior de la columna vertebral hasta 2~3 pulgadas debajo del coxis.
Parte Superior de la Espalda	Parte superior de la columna vertebral hasta la mitad de la espalda.
Parte Inferior de la Espalda	Desde el medio del pecho hasta 2~3 pulgadas debajo del coxis.
Abdomen	Desde el medio de la espalda hasta 2~3 pulgadas debajo del coxis.
Cuerpo Inferior	Desde la mitad del muslo hasta el área del tobillo.


## Programas



Para la referencia fácil, diversos modos operacionales se ilustran gráficamente en la parte posterior del mando a distancia.


<b>Programa 1 (P1)</b> <b>Masaje Básico</b> <b>35 min.</b>	Este programa aplica tratamiento térmico, masaje y acupresión en toda la parte superior de su cuerpo automáticamente.
<b>Programa 2 (P2)</b> Parte Superior de la Espalda <b>31 min.</b>	Este modo aplica calor, masaje por secciones, masaje completo y terapia de acupresión a la parte superior de la espalda y al la parte inferior del cuerpo.
<b>Programa 3 (P3)</b> Parte Inferior de la Espalda <b>30 min.</b>	Este modo aplica calor, masaje por secciones, masaje completo y terapia de acupresión a la parte inferior de la espalda y al la parte inferior del cuerpo.
<b>Programa 4 (P4)</b> <b>Acupresión</b> <b>24 min.</b>	Este modo aplica tratamiento de acupresión en toda la parte superior de su cuerpo. Este programa termina con un tratamiento de masaje.
<b>Programa 5 (P5)</b> <b>Basic Massage</b> <b>15 min.</b>	Este programa aplica calor y masaje completo a la parte superior e inferior del cuerpo.
<b>Programa 6 (P6)</b> <b>Masaje Abdominal</b> <b>15 min.</b>	Este programa aplica tratamiento térmico y acupresión automáticamente, concentrándose en su área abdominal.
<b>Programa 7 (P7)</b> <b>Masaje Manual</b>	Este programa aplica tratamiento termal y acupresión en toda la parte superior de su cuerpo o en una área específica de su espalda moviendo manualmente el masajeador interno de Jade.
<b>Programa 8 (P8)</b> <b>Acupressure</b> <b>24 min.</b>	Este modo aplica calor, masaje completo y terapia de acupresión en la parte superior del cuerpo y en la parte inferior del cuerpo.

## Preparación




Instale el producto sobre una superficie plana. De otra manera, puede hacer ruido o su espalda puede desalinearse.

No instalar el producto en áreas con humedad o polvo. Puede dañar el producto.




El tipo de voltaje es 220V/50Hz. Usar otro voltaje puede provocar choque eléctrico o corto circuito.




Una vez que el armazón esté armado, colocar los colchones correctamente sobre el armazón y asegurarlo con la tira de velcro.

Conectar el cable del control remoto en la entrada del control remoto y asegurarlo girándolo en la dirección de la manilla del reloj.



Conectar el cable del proyector y asegurarlo girándolo en la dirección de la manilla del reloj.


Conectar el cable eléctrico en la entrada de corriente en el panel.




Enchufar el cable eléctrico en la toma de corriente.

No desenchufar el cable eléctrico con las manos mojadas. Esto puede provocar un choque eléctrico.


## Instrucciones



Encender el interruptor principal.  
Acuéstese cómodamente sobre la cama. Deje aproximadamente de 3 a 3.5 pulgadas desde la orilla de la cama hasta su cabeza. Oprima el botón de encendido en el control remoto.




El logo de "Migun" se verá en la pantalla LCD. Se prenderá la luz azul del LED que se encuentra de la parte superior de la pantalla LCD. Las luces de encendido se verán de color verde sobre el LED.



Oprima el botón de operaciones (run) en el control remoto. La unidad funcionará en su configuración inicial (P1). La Pantalla LCD expondrá la temperatura estipulada y la temperatura actual de la cama.


Para interrumpir el movimiento de las cabezas internas de masaje de Jade, oprima "Pause Up" para la parte superior del cuerpo y "Pause Low" para la parte inferior del cuerpo. "Pause Up/Low" se mostrarán de color verde sobre el LED. Para seguir con el tratamiento, presione nuevamente el mismo botón. (Si las cabezeras de masaje internas de jade se detienen por más de dos (2) minutos, se apagaran automáticamente por razones de seguridad.)



Cuando la operación se ha terminado, en la Pantalla LCD se verá END y se apagaran las luces verdes del Stop LED y verá nuestro logo MIGUN. Sonará una alarma.

Si se apaga la energía, Modo 1 (P1) se guardará como preconfigurada para la próxima sesión.



## Instrucciones(Programas P1~P6, P8)



Oprima el botón de Power (energía) en el control remoto.

La Pantalla LDC muestra el modo seleccionado previamente.



Continúe presionando el botón de Modo para seleccionar el modo deseado.



Oprima el botón de Run (operación) en el control remoto.

La unidad operará del modo seleccionado.

El botón de pausa no funcionará cuando las cabezas de masajes internas de Jade están volviendo a su posición original.





Oprima el botón P8 para iniciar el Modo 8 (P8).

P8 LED se verá en luz verde. Si quiere detener la operación, oprima nuevamente el mismo botón.


La unidad comenzará del modo previamente elegido al encenderse nuevamente.

## Instrucciones (Manuales)




Oprima el botón “M.F.” en el control remoto. “M.F. LED” se verá en luz verde. Modo manual (P7) aparecerá en la Pantalla LDC. Las cabezas de masajes internas de Jade se detendrán.

Cuando oprima el botón “Move up”, las cabezas de masaje internas de Jade se desplazarán a el área de la cabeza. Para detener las cabezas internas de Jade, oprima nuevamente el mismo botón.




Cuando se oprime el botón “Move down” las cabezas de masaje internas de Jade se moverán al la parte inferior de la espalda. Para detener las cabezas de masajes internas de Jade oprima nuevamente el mismo botón.




En modo manual, el mecanismo inferior continúa moviéndose automáticamente.

Si las cabezas de masaje internas de Jade superiores se detienen por más de dos (2) minutos, se apagarán automáticamente por razones de seguridad. Si desea encenderlas, oprima el botón “Move” nuevamente.



\*En modo manual, la temperatura de las cabezas de masajes externas de Jade mantendrá la misma temperatura elegida en la operación anterior.


Para detener la operación manual, oprima el botón “M.F.” nuevamente.



En operación manual el LED se apagará, y la unidad comenzará a funcionar automáticamente del mismo modo que la sesión anterior.




## Instrucciones (Masaje de Pie/P2)



Oprima el botón Run en el control remoto.


Continúe presionando el botón de Modo hasta que aparezca el Modo 2 (P2).

El Programa 2 (P2) dará masaje a toda el área superior del cuerpo tal como esta preconfigurada.



Para aplicar un masaje en la sección de los pies, oprima el botón "Pause Low" cuando llegue a la posición deseada. El LED de Pause se verá en verde.


\*Después de suministrar el masaje seccional a la parte inferior del cuerpo, se detendrá por un momento, y después continuará en el área preseleccionada.



Oprima el botón de "Run" en el control remoto.


Seleccione la temperatura deseada oprimiendo los botones Up (+) o Down (-) para las temperaturas internas.

## Instrucciones (Temperaturas de las Cabezas de Masaje Internas de Jade)




El rango de temperatura oscila entre 104° F ~ 140° F (40° C ~ 60° C) con incrementos de a 9° F (5° C).

El botón de temperatura interna controla simultáneamente la temperatura del colchón principal y del colchón inferior.




La temperatura se puede cambiar en cualquier momento durante la operación sin afectar el programa.

## Instrucciones (Cabezas de Masaje Externas de Jade)




Presione el botón de encendido (main power switch)

Encienda la llave de las cabezas de masaje externas de Jade situado en la parte superior.




Oprima el Botón de Power en el control remoto. Las cabezas externas de Jade se iluminarán.


Seleccione la temperatura deseada presionando "up" (arriba) o "down" (abajo) en el botón externo de jade.




El rango de temperatura oscila entre 104° F ~ 140° F (40° C ~ 60° C) con incrementos de a 9° F (5° C). Esta función fija el proyector de jade en forma bi-direccional y multi-direccional.



Coloque las cabezas externas de Jade en la parte del cuerpo deseado.




Cuando el tratamiento finalice, apague la llave de operación de las cabezas externas de Jade.



La temperatura se puede cambiar en cualquier momento durante la operación.

## Precauciones

*Por favor siga estas instrucciones para evitar accidentes y lesiones.*



No use esta unidad más de cuatro veces por día.


Siempre use ropa cuando utilice esta unidad.

No fije temperaturas excesivamente altas. Puede causar su mal funcionamiento o irritaciones a la piel.




Comience con una temperatura baja, gradualmente incremente la temperatura para evitar quemaduras.

Mantenga a los niños alejados de la unidad mientras está en operación. La piel de los niños es más sensible a las temperaturas altas.




No utilice esta unidad si no se encuentra adecuadamente acostado sobre la misma.

No se levante de la unidad mientras esta en operación.



Tenga la precaución de no dormirse mientras está recibiendo el tratamiento para evitar quemaduras.

Si sale humo de la unidad, deje de usarla inmediatamente y contacte el centro de demostración Migun.




Quando haya un corte de energía o un malfuncionamiento de la unidad, apague la llave de operación y deje de usar la unidad inmediatamente.

Do derrame líquido sobre la unidad.

No desarme, repare o modifique la unidad por su cuenta. Puede causar un incendio o puede recibir una descarga eléctrica.


## Almacenamiento y Mantenimiento



No exponga el producto directamente al rayo solar.

No ponga los materiales inflamables ni corrosivos cerca del producto.


Si el producto se ha caído o golpeado en el proceso de entrega, contacte inmediatamente a la oficina de MIGUN.



No ajuste ni altere ningún componente del producto bajo cualquier condición.

Desconecte por favor el enchufe de energía cuando no está en uso.

## Cómo Limpiar El Producto



Desconecte el enchufe de energía para limpiar este producto.

Separe la funda para la limpieza.

Utilice un limpiador de cuero o un paño seco para limpiar la capa externa de la cama (cuero sintético).



Utilice el limpiador húmedo del paño o de los muebles para limpiar el armazon.

Limpie la cabeza del masaje del jade de vez en cuando. Cerciónese de que la luz sea siempre visible cuando está en uso.

## Partes Sustituibles

Item \ Período		1 mes	2 meses	3 meses	6 meses	1 año
<b>Red de tensión</b>	Consumidor				Revisar o Cambiar	
<b>Funda</b>	Consumidor	Revisar		Lavar		Cambiar

\*Por motivos sanitarios, lavar la funda de protección frecuentemente en verano.

\*Si cambia mal los artículos, puede hacer ruido al usar el producto. Si no se cambia correctamente, puede dañar severamente el producto.

\*Cuando la red de acoplamiento se instala al revés, la operación puede ser ruidosa.

## Partes Sustituibles

### La funda de protección.


1. Desconecta el cable de electricidad
2. Quitar la funda de protección (hay un cierre de velero).
3. Colocar la tela de protección.

### La red de tensión

1. Desconectar el cable de electricidad
2. Quitar la funda de protección
3. Abrir el colchón usando la cremallera y quitar la banda de goma ubicada en el medio de la red de tensión (debajo del colchón).
4. Remover las barras de tensión ubicadas en los extremos de la red de tensión. Colocar la nueva red de tensión.
5. Colocar las barras de tensión a su posición. Ajustar la banda de goma de la red de tensión
6. Cubrir el colchón con la funda de cuero y cierre. Poner la funda de protección en su lugar.

## Solución de Problemas

Si estos mensajes de error aparece en la pantalla del monitor, pare de usar el producto y llame al centro de Migun donde compró el producto o a la Casa Matriz de Migun.



Problems	Solutions
<b>El LED del control remote no se enciende.</b>	Conectar el cable de control remoto correctamente. Conectar el interruptor a la toma de corriente (220V) Encienda el interruptor principal.
<b>El masajeador interno no se mueve.</b>	Es normal que muestre “00” antes de comenzar la sesión. Presionar el botón run/stop Si el movimiento del masajeador interno se para, presionar el botón de pausa una vez más para reanudar el movimiento. Si el LED de la función manual está encendido, presionar el botón temp/mov para mover el masajeador interno.
<b>El proyector de Jade no se enciende.</b>	Conectar el cable correctamente Conectar el enchufe a la toma de corriente de 220 V Encender el interruptor en el proyector de Jade
<b>La temperatura del proyector no cambia.</b>	Para establecer la temperatura tiene que volver a la función automática presionando el botón de la función manual.

\*Llamar al centro de Migun si el problema persiste aún después de realizar lo anterior.

# EL CONTRATO DEL SERVICIO

## La Garantía Escrita de Calidad de la Cama de MIGUN

<b>Nombre</b>	<b>Producto de Energía de Masaje Termal</b>			<b>Nombre de Modelo</b>	<b>HY-7000U</b>
<b>Período de Validez</b>	<b>Un año desde el día de compra</b>			<b>Numero de Producto</b>	
<b>Fecha de Adquisición</b>	<b>Mes</b>	<b>Día</b>	<b>Año</b>	<b>Lugar de Adquisición</b>	
<b>Información de Comprador</b>	<b>Nombre</b>				
	<b>Dirección</b>				

## MIGUN USA, CORP. EL CONTRATO DEL SERVICIO

El Servicio y la Covertura: Para organizar el servicio del producto establecido por este contrato, por favor contacte al centro de demostración en donde usted (el "Comprador") ha adquirido el producto. Su llamada inicial a MIGUN (la "Compañía") incluirá un diagnóstico del defecto para aclarar los problemas y es necesario antes de empezar un servicio de reparación. Por favor lea el manual del usuario antes de reportar el problema con la compañía. Tampoco entregue o lleve el producto a la Compañía antes de obtener un número de autorización para el servicio, en cuyo caso es dado por el representante de la Compañía cuando usted llama al número de teléfono indicado en este Contrato.

Las reparaciones serán ejecutadas a la discreción de la Compañía en un centro de reparación de la misma o por un contratante terciario.

Los términos de este Contrato comienza en el día de la adquisición del Producto y expira exactamente después de un año.

ESTE CONTRATO ESTA HECHO EN EL LUGAR DE LA GARANTIA DE LA FABRICA. MIGUN NO CREA NINGUNA GARANTIA ESCRITA Y NINGUN EXENTO A LA MAXIMA EXTENSION PERMITIDA POR LA LEY. TAMPOCO NINGUNA GARANTIA QUE INCLUYE LAS GARANTIAS IMPLICADAS DE SU COMERCIALIZACION Y DE SU APTITUD POR USO PARTICULAR. EL PRODUCTO CUBIERTO POR ESTE CONTRATO ES VENDIDO AL COMPRADOR "COMO ES" (AS-IS) A LA MAXIMA EXTENSION PERMITIDA POR LA LEY Y EL COMPRADOR ENTIENDE Y ACUERDA QUE EL/ELLA NO HA CONTADO CON NINGUN MATERIAL PROMOCIONAL, REPRESENTACIONES ORALES O PROMESAS, O RECOMENDACIONES HECHO POR LA COMPANIA O NINGUNO DE SUS REPRESENTANTES PARA DECIDIRSE DE LA COMPRA DEL PRODUCTO.

El producto cubierto por este Contrato puede ser reparado o reemplazado con un producto comparable a la discreción de la Compañía.

Las partes empleadas para el reemplazo pueden ser nuevos, usados, y/o terciarios, a la discreción de la Compañía.

En el caso de que el Producto o los componentes del Producto deben ser enviados a la Compañía para ser reparado o reemplazado, la Compañía, a su discreción, puede dirigir al Comprador para que envíe el Producto a uno de los centros de la Compañía, sede central, o a un centro de servicio terciario. Todos los costos y los riesgos relacionados con el envío del Producto es absolutamente y solamente del Comprador.

# EL CONTRATO DEL SERVICIO

## MIGUN USA, CORP. EL CONTRATO DEL SERVICIO

Este Contrato cubre las partes y los honorarios del servicio solamente para la reparación y/o el reemplazo del Producto y/o los componentes del Producto que resultan por el defecto de la fabricación.

La Resolución de las Disputas: Todos los reclamos o las disputas bajo este Contrato deben ser resuelto en las siguientes maneras y secuencias: (1) Por una consulta telefonica con un representante de la Compañía cuyo número esta indicado en este Contrato, (2) Por una mediación de un terciario cuya designación es dada solamente por la Compañía. La mediación será conducida en el Distrito de Columbia como el estado de foro para la arbitración de todos los reclamos y las disputas. El Comprador cede completamente todo su derecho a un juicio de jurado y a un establecimiento de los reclamos o las disputas en una corte federal o estatal. Cada partido es responsable por los honorarios de sus respectivos abogados, por sus respectivos gastos legales, y por la mitad de los honorarios que resultan de la mediación de un partido terciario.

La Obligación del Comprador: Para obtener el servicio bajo este Contrato, el Comprador debe presentar a la Compañía este Contrato original completamente ejecutado por el Comprador y por la Compañía y el recibo original del Producto.

Las Exclusiones: Este Contrato no cubre las reparaciones o reemplazos que son causados por un accidente o daño intencional, la condensación, el derramamiento de líquido, el abuso, el maltrato, el cambio o la pérdida del número de serie, el daño causado por la reparación del Producto por las personas que no poseen la autorización de la Compañía para ejecutar el servicio, o el fallo electrico. Tampoco cubre los costos de las reparaciones o reemplazamientos por las partes que son pérdidas o consumibles, desgastes normales, daños cosméticos, y problemas debido a una instalación o reparación impropia que no es autorizada por la Compañía. Este Contrato no es transferible. Este Contrato excluye las siguientes circunstancias.

- Si el Producto es utilizado para un objetivo comercial, alquiler público, o uso colectivo y/o comunal en una vivienda de multi-familias, este Contrato será anulado.
- El Comprador cede su derecho al servicio del Producto por los daños consecuentes o incluido accidentales pero no limitando a la pérdida de uso.
- Este Contrato no cubre ningún honorario relacionado con los contratos de los partidos terciarios.
- El Comprador comprende y está de acuerdo de que este Contrato no representa en cualquier modo una póliza de seguros o una declaración de garantía.
- Este Contrato será anulado si el Producto es usado o movido fuera de los Estados Unidos de America.
- El Comprador es el único responsable por todos los gastos relacionados con el transporte del Producto, incluyendo la póliza de seguros, y sostiene el riesgo de pérdida del Producto o los componentes del Producto que son enviados a o desde la Compañía.
- La recepción del Producto o los componentes del Producto que fueron enviados por el Comprador no debe ser de ninguna manera interpretada como la autorización de la Compañía para el servicio del Producto.
- Ciertas partes hechas estan en venta por la Compañía y no están cubiertas por este Contrato. Si el Comprador desea comprar las partes hechas que son reemplazables, el/ella puede pedir que la Compañía provea una lista de productos y partes.
- Una vez que la Compañía recibe el Producto o los componentes del Producto, la Compañía hará una evaluación para determinar cuales son las partes y servicios que pueden cubrir o no son cubiertos bajo este Contrato y avisará al Comprador en una lista escrita. El Comprador es el único que es responsable por el pago de los reemplazos y servicios que no son cubiertos bajo este contrato a la Compañía.

Las partes consumibles que están de venta al Comprador:

Las siguientes partes no están cubiertos por este Contrato pero pueden ser adquirido por el Comprador a su cuenta exclusiva al precio actual establecido por la compañía. El Comprador también es responsable por todos los gastos con respecto al envío, transporte, y seguro del Producto o las partes del Producto.



# EL CONTRATO DEL SERVICIO

## MIGUN USA, CORP. EL CONTRATO DEL SERVICIO

La tapa de tensión  
 Los paños de protección  
 Las fundas para los colchones (cuero sintético)  
 El soporte del control remoto  
 La barra de tensión  
 La caja de rodamiento

Las Partes Cubiertas Bajo Este Contrato: Las siguientes partes son cubiertas bajo este Contrato y será ofrecido gratuitamente por la Compañía. Todas las partes que no están mencionadas explícitamente en esta parte del Contrato serán consideradas como las partes que no son cubiertas bajo este Contrato.

El fusible  
 La tabla impresa de circuito  
 El interruptor de electricidad  
 El control remoto  
 El conector de la parte superior e inferior

El Producto Cubierto: Solamente el Producto que es identificado en las líneas siguientes será cubierto por este Contrato. Todos los componentes periféricos y accesorios que no están mencionados en las líneas siguientes son excluidos de la cobertura bajo este Contrato:

El modelo del Producto:  
 El número de serie del Producto:

Un Aviso Importante: Este Contrato de servicio esta hecho en el lugar de una garantía escrita del producto. El Comprador que firma en este Contrato cede todos sus derechos bajo la ley federal o estatal sobre las garantías a la máxima extensión permitida por la ley. El comprador comprende y acuerda que el/ella cede todo su derecho a un juicio de jurado y a un establecimiento de los reclamos o disputas ante la corte federal o estatal.

Este Contrato esta hecho en consideracion de \$25 y otra consideración valiosa entre el Comprador y la Compañía en el día de \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, 20\_\_.

El Comprador:

La Firma del Comprador \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del Comprador:

La Dirección del Comprador:

El Número de Teléfono del Comprador:

El Número de Fax del Comprador:

La Dirección de E-mail del Comprador:

La Compañía:

La Firma del Representante de la Compañía \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del Representante:

Nombre del Centro:

MEMO



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....


.....

.....

.....

## MEMO

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice. It consists of approximately 20 evenly spaced, horizontal blue dashed lines extending across the entire width of the page. The background is plain white, providing a clear guide for letter height and placement. There are no margins, text, or other markings present.



Live Healthy.



 **MIGUN**

[www.migunworld.com](http://www.migunworld.com)

**1-888-660-5948**